

TORAY

Innovation by Chemistry

管理医療機器

認証番号：229ADBZX00011000

販売名「手術用手袋 センシタッチ・プロ・センソプレネ・ソフト」

手術用手袋センシタッチ・シリーズ

センシタッチ[®]・プロ・センソプレネ[®]・ソフト

NON-LATEX/ACCELERATOR FREE

High quality level
High added value
Next generation

Sensi-Touch^{Professional} Sensoprene[®] Soft

TORAY
GLOVE
MANAGEMENT
Surgical Glove Sensi-Touch Series

アレルギーをマネジメントする
東レ センシタッチシリーズ



Ansell

手術用手袋センシタッチ®・プロ・センソプレネ®・ソフト

合成ゴム製手袋で加硫促進剤フリーの安全性に加え、操作性を追及したソフトタイプ

耐性バランスのとれたクロロプレンゴムを原材料としています。

SENSOPRENE® SOFT 第2世代の手術用手袋

内面ポリウレタンコーティングでの「スムーズな装着」、従来品に比べて柔らかい「ソフトな質感」を特長として、より快適な装着感を実現。

安心・安全のポイント

ラテックス
フリー

加硫促進剤
フリー

ミルクカゼイン
フリー

パウダー
フリー

加硫促進剤とは


手袋製造工程で、短時間で加硫を進行させる化学物質。加硫をすることでゴムに弾力を増加させることができるが、アレルギー性接触性皮膚炎の原因の80%^(※)と言われている。

(※) Source : Allergic and irritant reactions to rubber gloves in medical health services Journal of the American Academy of Dermatology Volume25,Number5,Part1 November 1991


クロロプレンは汗と脂肪に対し、耐性バランスのとれた素材です。

ASTM規格^(注①)を基準として、引っ張り強度の劣化を素材別に調査

人工汗に対して



人工脂肪に対して



Source : A.H.Eng et al. (2015) Effects of Several Liquids on Tensile Properties of Rubber Gloves. (Chemistry in Malaysia, September 2015 page24)

(注①) ASTM規格 : 世界最大規模の標準化団体であるASTM International (米国試験材料協会) が策定・発行する規格です。

※EN455-4で引用されている機能的特性を損なう許容限界値

SENSOPRENE® SOFT Technical Data

●厚さ (許容誤差±0.03mm)社内実測値平均

指先	掌部	カフ部
0.14mm	0.13mm	0.14mm

●材質: ポリクロロプレンゴム (非天然ゴム)

●色: クリーム色

●ガンマ線滅菌済

●50双/箱×4箱/ケース

●サイズ表

サイズ	カタログNo.	カラーコード
5.5	SG9955SPS	紫
6.0	SG9960SPS	オレンジ
6.5	SG9965SPS	青
7.0	SG9970SPS	赤
7.5	SG9975SPS	黒
8.0	SG9980SPS	グリーン
8.5	SG9985SPS	黄



Ansell, Sensi-Touch®, Sensoprene®, は、Ansellまたはその関連会社が所有する商標です。米国特許取得済みまたは米国および米国以外の国の特許申請中 : www.ansell.com/patentmarking

[SG-2101-V2]

[製造販売元]

東レ・メディカル株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2丁目4番1号

札幌: 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2-5-2 (札幌泉第2ビル)

TEL.(011)251-2233

仙台: 〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-3

TEL.(022)772-5773

東京: 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12 龍角散ビル

TEL.(03)5835-2762

名古屋: 〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173

TEL.(0568)21-5600

大阪: 〒541-0059 大阪市中央区博労町4-2-15 (ヨドコウ第2ビル)

TEL.(06)6253-7002

広島: 〒730-0021 広島県広島市中区胡町4-21 (朝日生命広島胡町ビル)

TEL.(082)544-2761

九州: 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-21 (エフビル)

TEL.(092)477-3016

代理店